

# Loupe électronique CLOVER 3




UNE PETITE LOUPE ÉLECTRONIQUE QUI REMPLACE AVANTAGEUSEMENT UNE LOUPE OPTIQUE.

**Petite, compacte, discrète, la loupe CLOVER 3 s'utilise partout. Simple d'utilisation cette loupe grossit de 1X à 16X tout texte ou image placés sous l'écran.**

Elle est le complément indispensable à toute personne atteinte d'une DMLA légère utilisant déjà une loupe en verre X3 ou X5.

- Loupe électronique avec un grossissement de 1X à 16X
- Ecran de 3.5" (9 cm), anti reflet
- Légère (100g) , discrète, pratique
- Autonomie de 3 h sur batterie intégrée rechargeable



Vous apprécierez comment la mini loupe de lecture CLOVER 3, qui remplace avantageusement les loupes optiques classiques, particulièrement si vous vivez avec la **DMLA** ou d'autres maladie nécessitant un léger grossissement.

Offrant des grossissements de 1X à 16X, la loupe de lecture CLOVER 3 améliore considérablement votre confort de lecture grâce à son image nette et contrastée.

Compacte, légère et discrète, cette loupe électronique s'adapte à votre quotidien,

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Loupe électronique CLOVER 3

simplifiant la lecture et l'exploration de votre environnement, rendant chaque moment plus accessible et agréable.

## **Loupe électronique CLOVER 3 : la compacité pour un usage quotidien**

Emportez la CLOVER 3 partout avec vous ; sa taille compacte permet de la glisser facilement dans votre poche.

Plus légère qu'un smartphone, vous manipulerez cette petite [loupe électronique](#) aisément d'une seule main. Que vous lisiez un magazine ou déchiffriez une étiquette en magasin, la CLOVER 3 est votre compagnon de lecture idéal.

Avec son pied rétractable procurant une inclinaison de 45 °, la CLOVER 3 offre alors une utilisation différente que posée à plat sur le document.

Cette loupe surpassera toutes vos anciennes loupes optiques traditionnelles, qu'elles soient de grossissement X3, X5 ou supérieur.

Plus compacte, légère et élégante, la CLOVER 3 est prête à vous assister à tout moment, n'importe où. Grâce à son design élégant et compact, la CLOVER 3 reste discrète, vous permettant de l'utiliser en public sans attirer l'attention. Que vous soyez en train de faire vos courses ou que vous voyagiez [en transport en commun](#), la CLOVER 3 garde un profil bas.

## **Autonomie et confort de lecture pour seniors**

Son design réfléchi met en avant l'autonomie qu'elle offre aux personnes malvoyantes, renforçant votre indépendance au quotidien.

Avec une batterie rechargeable garantissant jusqu'à 3 heures d'utilisation continue, elle est le compagnon idéal pour tous ceux qui cherchent à maintenir leur indépendance.

## **Une excellente qualité d'image pour tout malvoyant**

L'éclairage du document, intégré sous l'écran, restitue une belle image quelque soit l'éclairage ambiant.

Avec son autofocus, ses multiples modes de visualisation, et un grossissement allant jusqu'à 16x, la CLOVER 3 assure une représentation claire et nette de chaque détail.

Redécouvrez le plaisir de lire des informations qui étaient auparavant hors de votre portée car trop petites. Étiquettes de prix, dates de péremption, instructions sur les médicaments, chèques, et programmes TV deviennent facilement accessibles avec la

**[Vidéos et produits Basse Vision](#)**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Loupe électronique CLOVER 3

CLOVER 3.

## La simplicité d'utilisation de la loupe de lecture CLOVER 3

Grâce à des repères tactiles colorés et des boutons stratégiquement placés sur les côtés, la mini loupe électronique CLOVER 3 est facile à utiliser, même pour ceux qui ont des déficiences visuelles.

Dès la première utilisation, vous constaterez que les fonctionnalités de la loupe de lecture CLOVER 3 sont intuitives et faciles à comprendre. Un simple glissement d'un bouton au-dessus de l'écran vous permet de régler le grossissement de 1X à 16X, adaptant la vue à vos besoins.

Un appui sur le même bouton vous offre le choix entre la couleur naturelle ou des modes à fort contraste, pour une visibilité optimale. Le choix de caractères blanc sur un fond noir est particulièrement apprécié par les malvoyants atteints de DMLA.

Avec son démarrage rapide, la CLOVER 3 est prête à l'emploi à tout moment et en toute situation, facilitant votre quotidien.

En bonus, son revêtement doux comme une peau de pêche assure une prise en main confortable et sécurisée.

## La polyvalence: un avantage unique de la CLOVER 3

Que vous lisiez des étiquettes, consultiez des programmes TV ou des notices de médicaments, la loupe de lecture CLOVER 3 devient un outil essentiel, simplifiant chaque tâche de votre quotidien.

La mini loupe électronique CLOVER 3 est bien plus qu'un simple outil de lecture ; elle est une porte ouverte vers plus d'indépendance et de confort pour les seniors et les personnes **légèrement atteintes de DMLA**.

Cette loupe marque un progrès notable dans les technologies d'assistance visuelle, accentuant la mobilité, l'autonomie et l'amélioration de la qualité de vie des utilisateurs malvoyants.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Loupe électronique CLOVER 3

## CARACTÉRISTIQUES DE LA LOUPE ÉLECTRONIQUE CLOVER 3

- Ecran de 3,5" (9 cm de diagonale), haute résolution
- Caméra autofocus au centre
- Grossissement de 3,8x à 16x (posée sur le document) et 1X à 16X (tenue )
- Couleurs réelles et modes forts contraste
- Contraste / luminosité de l'image ajustables
- Eclairage à LED (ON, OFF)
- Gel d'image
- Pieds intégré pour incliner l'écran à 45°
- Batterie Lithium-ion rechargeable
- Temps d'utilisation environ 3 h
- Arrêt automatique au bout de 3 minutes
- Poids : 100 g
- L x P x H env. 9 x 7 x 1,8 cm
- Garantie retour usine 2 ans

## LES POINTS FORTS DE LA CLOVER 3

- Très petit format compact
- Son écran 3,5 pouces
- Sa qualité d'image remarquable
- Sa légèreté : 100g !

### Comment ajuste-t-on le grossissement sur la CLOVER 3 ?

Le grossissement se règle facilement avec un bouton glissière, offrant une plage de 1X à 16X selon vos besoins.

### Est-ce que la CLOVER 3 est simple d'utilisation pour les seniors ?

Conçue avec une interface intuitive, elle est parfaitement adaptée aux seniors cherchant une solution de lecture sans complication.

### La Clover 3 peut-elle aider avec tous les types de DMLA ?

La Clover 3 est optimale pour ceux avec **une DMLA légère à modérée**, offrant une gamme de grossissements pour divers besoins de lecture.

### Comment la Clover 3 améliore-t-elle la lecture par rapport aux loupes

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Loupe électronique CLOVER 3

## **traditionnelles ?**

Grâce à sa technologie avancée, la Clover 3 offre **une image nette et au grossissement ajustable**, sans les distorsions communes aux loupes traditionnelles.

## **Puis-je utiliser la Clover 3 en déplacement ?**

Absolument. Sa conception légère et compacte rend la Clover 3 idéale pour une utilisation mobile, offrant une assistance visuelle où que vous soyez.

## **La CLOVER 3 est-elle adaptée pour tous les types de lectures ?**

Elle est idéale pour une large gamme d'activités de lecture de près, comme les étiquettes, les notices de médicament, de courtes lectures de vos journaux ou magazines préférés, et bien plus.

## **Comment entretenir ma loupe électronique pour assurer sa longévité ?**

Nous recommandons simplement de la nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et de la garder à l'abri des liquides et de l'exposition directe au soleil.

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

