

Loupe électronique MANO 6



UNE LOUPE ÉLECTRONIQUE AVEC POIGNÉE, ÉCRAN TACTILE ET DES BOUTONS BIEN VISIBLES.

La loupe électronique MANO 6 est très agréable tenue à la main ou posée sur le document grâce à son pied intégré. La caméra et l'écran Full HD procurent des images contrastées optimisées pour la DMLA. La mise au point est rapide et l'écran d'excellente qualité procure un confort de lecture accru.

- Ecran large de 14 cm, **tactile**, grossissement de 1x à 35x
- Poignée ergonomique, servant de support de lecture
- Images Full HD, couleurs vives, très qualitatives
- Autonomie 3,5 h avec recharge rapide

MANO 6 est une loupe électronique équipée d'un écran tactile haute résolution ainsi que de quatre boutons tactiles pour une **utilisation simple, facile et confortable**. Elle est particulièrement adaptée pour les malvoyants atteints de DMLA ou d'autres maladies de la vue

MANO 6, une utilisation intuitive

Avec seulement quatre boutons bien visibles et un écran tactile (diagonale de 14 cm), la MANO 6 est facile à utiliser.

Le grossissement s'effectue soit par l'appui sur les boutons PLUS ou MOINS, soit avec des gestes de zoom de doigts sur l'écran tactile. Le grossissement est continu et possible de 1x à 35x.

L'image peut à tout moment être "gelée" par exemple pour regarder une étiquette en hauteur dans un rayonnement. Ensuite l'image peut être enregistrée dans la galerie



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 6

d'images interne afin d'être visualisée ultérieurement (grossissement et contraste possible). De plus les images peuvent être transférées sur une micro carte mémoire SD.

Les fonctions complémentaires comme la ligne de guidage, le fenêtrage, la mise au point automatique, l'activation des LED d'éclairage, etc, s'activent soit par l'écran tactile soit par des combinaisons de touches.

L'écran large de la MANO 6 pour plus de confort de lecture

Grâce au format large de l'écran de 6" (14 cm) , plus de caractères s'affichent à l'écran pour un même grossissement. **La lecture est alors plus fluide même avec un fort grossissement.**

L'écran de 14 cm au format large est tactile, avec une dalle mate et affiche une image vive et contrastée. Toutes les fonctions de base comme le grossissement, le choix des couleurs, le gel de l'image, sont bien sûr accessibles directement par les boutons situés à gauche et à droite de l'écran.

Une poignée vraiment ergonomique

La loupe électronique **MANO 6 s'allume automatiquement** lorsque vous déployez la poignée / support. Vous pouvez maintenant placer la loupe sur votre document, l'écran de trouvant alors incliné à 45 degrés, et commencer à lire dans un angle de lecture ergonomique.

Vous pouvez bien sûr utiliser la poignée pour tenir la loupe comme une loupe optique en verre. L'articulation et l'inclinaison de la poignée autorise un usage par les malvoyants **droitiers**.

La poignée repliée sous l'écran, la MANO 6 peut également se tenir simplement dans la main (seulement 9 cm de hauteur), comme vous le feriez avec un smartphone.

Les mémos vocaux pour les photos

Lors de l'enregistrement d'une photo dans la mémoire de la Mano 6, un mémo vocal peut y être associé.

Vous enregistrez avec votre propre voix, un nom ou un message de description de l'image. Lorsque vous retournez dans la galerie, l'image choisie avec le mémo vocal énonce alors à haute voix ce que vous avez enregistré.

La MANO 6 toujours avec vous

Légère et compact, elle est facile à emporter dans vos déplacements. Une pochette rembourrée protège MANO 6 contre les dommages dans votre sac. Cette loupe



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 6

électronique remplace avantageusement toutes les loupes optiques en verre , par sa qualité d'image, sa surface, sa facilité de lecture posée sur un document.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 6

Caractéristique de la MANO 6

- Ecran 6 " (image de 14 cm), tactile, mat, format large
Résolution Full HD, 1920 x 1080 pixels
- Caméra permettant la vision de près, la lecture
Grossissement : de 1x à 35 x
Mode couleurs naturelles et fort contraste
- Poignée rotative, repliable
Support incliné de l'écran
- Seulement 4 boutons bien visibles
- Gel d'image et mémorisation en mémoire interne (2GB)
Transfert sur carte Micro SD possible
- Mise au point automatique
Lignage, Fenêtrage
Réglage de la luminosité
Interface via boutons et écran tactile
- Alimentation sur batterie
Autonomie jusqu'à 3h
Recharge en 2,5 h
- Dimensions : 16 cm x 9,1 cm x 2 cm
Poids : 274 gr

LES VIDÉOS SUR LA MANO 6

Retrouvez plusieurs vidéos sur la loupe électronique MANO 6 sur notre chaine [Youtube](#).

La prise en main de la loupe MANO 6

Depuis l'ouverture de la boîte jusqu'à la première lecture de documents.

L'ajustement de la luminosité de l'écran et des LED

La luminosité de l'écran est ajustable comme sur un écran d'ordinateur. De même la puissance des 2 LED d'éclairage du document est ajustable. Cela permet d'éteindre les LED lors de la lecture d'écran de smartphones par exemple , ou de diminuer l'intensité des LED lors de la lecture de magazines sur papier glacé.

Les points forts de la MANO 6

- Loupe destinée à la **lecture de tous les documents**
- Loupe électronique facile de prise en main
- **Seulement 4 boutons** bien visibles pour les fonctions essentielles (grossissement, contraste, gel d'image)
- Adaptée pour les séniors atteints de DMLA
- Remplace avantageusement les meilleurs loupes en verre



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Loupe électronique MANO 6

