

# Téléagrandisseur MEZZO FOCUS



TÉLÉAGRANDISSEUR DE BASSE VISION  
OPTIMISÉS DMLA

**Disponibles en 2 tailles d'écran 20" (51 cm) et 24" (61 cm), avec ou sans plateau de lecture, les téléagrandisseurs Mezzo sont simples à utiliser.**

Ils possèdent toutes les fonctionnalités utiles pour la lecture et la consultation de documents. La qualité d'image est remarquable pour un rapport qualité / prix exceptionnel.

- Grossissement de 1,2x à 43 x (selon version et ajustement dans le menu)
- Caméra full HD avec autofocus performant
- Trois boutons situés sous l'écran , simples à manipuler.
- Téléagrandisseur pliable et transportable dans la sacoche (option)
- Qualité réputée , de fabrication allemande



Le MEZZO FOCUS est un [téléagrandisseur](#) pour un usage quotidien en cas de DMLA ou

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Téléagrandisseur MEZZO FOCUS

autre [maladie des yeux](#). Il est compact, très pratique, simple d'utilisation et si besoin il se plie et se transporte.

## Simple, pliable, transportable

Dotés de seulement 3 boutons (modes couleur, grossissement, luminosité) les Mezzo Focus sont accessibles à toute personne malvoyante. Les étudiants, les particuliers et les seniors peu familiers avec l'informatique prennent en main le Mezzo en quelques minutes.

Les personnes qui se déplacent apprécient les 20" légers, pliables et transportables dans leur sacoche (en option).

## Configurez votre téléagrandisseur MEZZO FOCUS

Afin de répondre au mieux aux besoins de chaque malvoyant les téléagrandisseurs Mezzos sont proposés en :

- 2 tailles d'écrans : 20" (51 cm) et 24" (61 cm).
- Différentes combinaisons pour la base à savoir: sans plateau de lecture, avec le plateau format A3 avec freins ou avec plateau A4+ amovible léger.
- Sacoche de transport adaptées et spécialement conçues par le fabricant pour le 20"

De plus, le menu de paramétrage donne accès à de nombreux ajustements complémentaires. Des paramètres comme la luminosité de l'écran, la couleur de la ligne de guidage, les combinaisons de couleur, les grossissement min et max, sont modifiables selon le besoin de chaque utilisateur malvoyant.

## Un téléagrandisseur d'exception

La mise sur le marché français du vidéo-agrandisseur Mezzo Focus est le fruit d'une collaboration de longue date entre Visiole et son partenaire Reinecker. Fabricant allemand de téléagrandisseurs pour malvoyants depuis plus de 40 ans, Reinecker est reconnu mondialement pour sa qualité d'image.

L'expérience et l'innovation ont permis de proposer cette gamme de vidéo-agrandisseurs de basse vision à un prix très intéressant.

## La Qualité des MEZZO FOCUS

Tout a été pensé dans cette fabrication 100 % allemande. La réalisation est en aluminium pour un gain de poids. La caméra Full HD et l'éclairage à LED donnent une

**[Vidéos et produits Basse Vision](#)**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Téléagrandisseur MEZZO FOCUS

image avec des couleurs vives, agréables.

Enfin l'ergonomie globale et la fiabilité reconnue de longue date assurent un usage quotidien et pour de longues années.



Plateau amovible en option



## CARACTÉRISTIQUES DES TÉLÉAGRANDISSEURS MEZZO FOCUS

- Ecrans LED mat, à hauteur et inclinaison ajustables (20 ou 24")
- Caméra Full HD
- Autofocus débrayable
- Mode couleurs naturelles et modes à forts contraste (Noir / Blanc, etc..)
- Fonction localisateur
- Contraste et luminosité ajustables
- Lignage et fenêtrage
- Menu de personnalisation

### Mezzo Focus 20

- Ecran 20" (51 cm) 1366 x 768, grossissement standard de 3x à 33x ( étendu de 1,2x à 42x )
- 6,2 kg

### Mezzo Focus 24 XY

- Ecran 24" (61 cm) 1920 x 1080 , grossissement standard de 3,6x à 44x (étendu : 1,4x à 50 x)
- 10,5 kg avec plateau XY A3 avec frein

### Les Options

Plateaux de lecture au format A3, avec frein en XY, (3,2 kg, solidaire du Mezzo)

Plateaux de lecture au format A4+, amovible (1,9 kg)

Sans plateau pour le Mezzo Focus 20

- Sacoche avec sangle d'épaule pour le Mezzo 20"

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# Téléagrandisseur MEZZO FOCUS

## LES POINTS FORT DU MEZZO FOCUS

- Simple d'utilisation grâce aux trois boutons placés en bas de l'écran
- Un plateau de lecture XY qui facilite le suivi de la ligne en lecture
- Possibilité de plier et de transporter le MEZZO Focus 20"
- Une qualité d'image remarquable
- Une solution d'aide à la lecture pour tous les malvoyants atteints de DMLA, Rétinopathie, Glaucome, etc.
- Le plaisir de lire de nouveau des documents même avec une basse vision

## LES VIDÉOS DU MEZZO FOCUS

Des vidéos utiles pour une meilleur utilisation de votre téléagrandisseur Mezzo sont disponibles sur notre chaines Youtube VISIOLE

**Comment utiliser le Mezzo Focus**

**Comment déplier l'écran du MEZZO**

**Comment plier et transporter le téléagrandisseur Mezzo**

**L'ouverture du carton et la mise en place de votre Mezzo**

<https://youtu.be/CHRBn6mkNxM>

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

